

CAMA MANUAL DE 3 FUNCIONES KONFORT PLUS

Cama manual de tres funciones con barandas de un cuerpo. Cuenta con tres manijas para control de posicionamiento en tres planos, atril portasueros telescópico, colchoneta en espuma de alta densidad y bandeja para comer.



KPC-BD08



Posicionamiento
del paciente



Seguridad
del paciente



Fácil atención
en salud



Resistente a
la corrosión

Cama Manual de 3 Funciones Konfort Plus

Cama manual de tres funciones con barandas de un cuerpo. Cuenta con tres manijas para control de posicionamiento en tres planos, atril portasueros telescópico, colchoneta en espuma de alta densidad y bandeja para comer.

Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura (superficie - piso): 44 - 78 cm
Funciones	Ajuste del espaldar: 0° - 75° Ajuste de las piernas: 0° - 35° Ajuste de altura: 44 - 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Cabecero y piecero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Tres manijas para movimientos manuales, con tornillo sin fin con protección de final de [carrera]
Accesorios	Colchoneta en espuma de alta densidad, atril portasueros extensible y bandeja para [comida]
Capacidad máxima	250 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C Humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C Humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa
Clasificación de riesgo	Bajo (clase I)
Registro sanitario	2025DM-0031142