

Silla de ruedas Pediátrica KP9031

Silla de ruedas pediátrica diseñada para brindar movilidad segura y confortable a niños. Cuenta con una estructura compacta y estable y un espaldar con tensión ajustable que permite adaptar el soporte a la postura y anatomía del usuario.



Características

- Diseño específico para uso pediátrico.
- Estructura compacta y estable.
- Espaldar con tensión ajustable.
- Diseño orientado al confort y soporte postural.
- Facilita la movilidad y las actividades cotidianas.

Especificaciones

- Referencia: KP9031-12 / KP9031-14
- Tipo: Silla de ruedas pediátrica
- Material: Acero
- Peso: 17 kg
- Dimensiones: 93 × 48 × 84 cm
- Espaldar: Tensión ajustable

Movilidad pediátrica - Centros de rehabilitación - Uso domiciliario - Clínicas y hospitales.

Aplicaciones

