

CAMA ELÉCTRICA DE 3 FUNCIONES KONFORT PLUS



Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos. Cuenta barandas de un cuerpo con seguro, atril telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.



Fácil posicionamiento
del paciente



Seguridad
del paciente



Fácil atención
en salud



Resistente a
la corrosión



Independencia
del paciente

Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos. Cuenta barandas de un cuerpo con seguro, atril telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.

Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura (superficie – piso): 44 – 78 cm
Funciones	Ajuste eléctrico del espaldar: 0° - 75° Ajuste eléctrico de las piernas: 0° - 35° Ajuste eléctrico de altura: 44 – 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Motores	Tres motores con brazo actuador
Cabecero y piñero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Control eléctrico
Accesorios	Colchón en espuma de alta densidad, atril portasueros extensible y bandeja para comida
Capacidad máxima	200 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento	temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70kPa a 106kPa
Alimentación eléctrica	120 Vac, 60 Hz
Clasificación de riesgo	Bajo (clase I)
Registro sanitario	2025DM-0031142