

Cama Eléctrica de 3 Funciones Konfort Plus

Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos. Cuenta barandas de un cuerpo con seguro, atril telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.



KD-BC-D02



Fácil posicionamiento del paciente



Seguridad del paciente



Fácil atención en salud



Resistente a la corrosión



Independencia del paciente

GMD

LATIDOS

KP

Cama Eléctrica de 3 Funciones Konfort Plus

Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos. Cuenta barandas de un cuerpo con seguro, atril telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.

Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura (superficie – piso): 44 – 78 cm
Funciones	Ajuste eléctrico del espaldar: 0° - 75° Ajuste eléctrico de las piernas: 0° - 35° Ajuste eléctrico de altura: 44 – 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Motores	Tres motores con brazo actuador
Cabecero y piernero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Control eléctrico
Accesorios	Colchón en espuma de alta densidad, atril portasueros extensible y bandeja para comida
Capacidad máxima	200 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento	temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70kPa a 106kPa
Alimentación eléctrica	120 Vac, 60 Hz
Clasificación de riesgo	Bajo (clase I)
Registro sanitario	2025DM-0031142

SUPERFICIE ESPECIAL PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN SEMP I KP COLOR BEIGE

Superficie especial para el manejo de la presión SEMP I de Konfort Plus, fabricada en PVC de grado médico, permite evitar la compresión vascular prolongada, disminuyendo el riesgo de úlceras por presión. Colchón anti-decúbito con bomba regulable, manguera flexible.



KPSEMPA2G1-27

 Compresor compacto, de fácil uso	 Bajo consumo de energía
 Fácil instalación	 Material Impermeable
 Distribución de presiones	 Presión regulable
 Capacidad de peso hasta 130 kg	 Fácil de limpiar
 Ciclo de 12 minutos	 Hasta 2 años de garantía*

(* únicamente para el compresor)

SKU	7709783559936
Cantidad por caja master	3 unidades
Dimensiones superficie	200 x 90 cm
Material	PVC grado médico (0,3 mm)
Forma	Burbujas
Capacidad de peso	Hasta 130 kg
Rango de presión	50 - 110 mmHg
Tensión	120 V / 60 Hz
Ciclo de operación	12 minutos
Flujo	5-7 Litros/minuto
Clase de riesgo	IIA (Riesgo moderado)
Registro Sanitario	2024DM-0029903