

Cama Eléctrica de 3 Funciones Konfort Plus

Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos. Cuenta barandas de un cuerpo con seguro, atril telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.



KD-BC-D02

-  Fácil posicionamiento del paciente
-  Seguridad del paciente
-  Fácil atención en salud
-  Resistente a la corrosión
-  Independencia del paciente

GMD

LATIDOS

KP

Cama Eléctrica de 3 Funciones Konfort Plus

Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos. Cuenta barandas de un cuerpo con seguro, atril telescópico, colchón en espuma de alta densidad y bandeja para comer.

Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura (superficie – piso): 44 – 78 cm
Funciones	Ajuste eléctrico del espaldar: 0° - 75° Ajuste eléctrico de las piernas: 0° - 35° Ajuste eléctrico de altura: 44 – 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Motores	Tres motores con brazo actuador
Cabecero y piernero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Control eléctrico
Accesorios	Colchón en espuma de alta densidad, atril portasueros extensible y bandeja para comida
Capacidad máxima	200 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento	temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70kPa a 106kPa
Alimentación eléctrica	120 Vac, 60 Hz
Clasificación de riesgo	Bajo (clase I)
Registro sanitario	2025DM-0031142