

Silla de ruedas estándar

KBE622

La Silla de Ruedas Estándar en Acero con rin estrella es resistente y funcional, fabricada en acero con recubrimiento electrostático negro para mayor durabilidad.

Su diseño está pensado para ofrecer una solución confiable de asistencia en entornos de alta afluencia como centros comerciales, aeropuertos o en uso domiciliario.



Características



Peso neto
14,5 Kg



Alto total
91 Cm



Altura de respaldo
45 Cm



Ancho total plegada
26 Cm



Ancho total
62 Cm



Color
verde oscuro



Altura asiento apoyabrazos
29 Cm



Altura del asiento al piso
46 Cm



Profundidad de asiento
44 Cm



Capacidad de peso
100 Kg



Ancho de asiento
46 Cm



Largo total
97 Cm

Especificaciones

Silla de ruedas estándar en acero KBE622



EAN 13	770 7633905223
Material	Acero
Llanta trasera	22" x 1", Rin estrella, llanta en PU con aro de propulsión
Rueda delantera	6" x 1", Rin estrella, tenedor plástico
Tipo de apoyabrazos	Fijo con pad en PVC y panel lateral plástico
Tipo de reposapiés	Removible con clip tipo C, plataforma plástica abatible
Frenos	Manuales
Respaldo/asas de empuje	Removibles con tornillo y tuerca
Pintura	Electrostática
Tapicería	Nylon ignífugo acolchado
Dimensiones del material	22 mm (diámetro) x 1,5 mm (calibre)
Riesgo	Clase I
Registro sanitario	2025DM-0031081