

## Silla de ruedas estándar KBE622FR

La Silla de Ruedas Estándar en Acero con freno de cuidador Silla de ruedas estándar resistente y funcional, fabricada en acero con recubrimiento electrostático negro para mayor durabilidad. Incorpora frenos manuales y frenos de cuidador en las asas de empuje, brindando mayor control y seguridad durante la asistencia y el traslado. Su diseño está pensado para ofrecer una solución confiable para asistencia en entornos de alta afluencia como centros comerciales, aeropuertos o en uso domiciliario.



### Características

- Estructura en acero resistente
- Frenos manuales y frenos para cuidador
- Asiento y respaldo acolchados
- Descansabrazos fijos acolchonados
- Reposapiés abatibles
- Ruedas traseras grandes de fácil desplazamiento
- Ruedas delanteras giratorias
- Diseño plegable para fácil transporte
- Acabado electrostático de mayor durabilidad
- Ideal para uso hospitalario y doméstico

### Dimensiones

- Ancho total: 60-65 cm
- Ancho del asiento: 45-50 cm
- Alto total: 85-95 cm
- Largo total: 100-110 cm
- Peso aproximado: 15-18 kg
- Capacidad de carga: hasta 100-120 kg