

## TERMÓMETRO INFRARROJO YI - 100D



### Ficha técnica

Dispositivo médico no invasivo, utilizado en la medición de temperatura sin contacto a través de la radiación infrarroja de un cuerpo u objeto.

Escala en Fahrenheit y Celsius.

Indicador LCD de 3 colores: rojo, naranja, verde.

Alarma de temperatura corporal alta.

Apagado automático en 18 segundos.

Altavoz en español.

Tiempo de respuesta de 1 segundo.

Consumo de energía bajo (< 2.5 V).

Respuesta espectral IR de 8 a 14  $\mu\text{m}$  (longitud de onda).

### Especificaciones

Distancia de medición: 3 cm - 5 cm.

Resolución: 0.1 °C / °F

Peso neto: 137 g

Fuente de poder: D.C 3V (2 baterías AAA).

Display: LCD pantalla retroiluminada.

Registro Invima: 2017DM - 0017193.

Dimensiones: 83 mm x 145 mm x 42 mm.