

BONZYME XTRA (DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 5 ENZIMAS)

CÓDIGO: BZ-XTRA



DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 5 ENZIMAS, CONCENTRADO.

Detergente multienzimático líquido formulado con 5 enzimas y tensoactivos para la remoción eficaz de todo tipo de materia orgánica de origen biológico. Su acción potente y controlada garantiza la limpieza profunda de instrumental médico, odontológico, endoscopios, equipos y superficies lavables, con máxima seguridad para los materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Detergente multienzimático con 5 enzimas.
- ✓ Elimina eficazmente materia orgánica.
- ✓ Fórmula concentrada de alto rendimiento.
- ✓ Biodegradable.
- ✓ Baja formación de espuma.
- ✓ No corrosivo cuando se usa según las instrucciones.
- ✓ Compatible con diferentes materiales.
- ✓ Ideal para limpieza manual o por inmersión.
- ✓ Facilita los procesos de limpieza y desinfección.
- ✓ Uso profesional e institucional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Tipo de producto	Detergente multienzimático 5 enzimas
Estado físico	Líquido
Apariencia	Líquido translúcido
Color	Ligero ámbar
pH (solución al 1%)	7.0 - 9.0
Densidad (20 °C)	1.00 - 1.05 g/mL
Enzimas	Proteasa, Amilasa, Lipasa, Celulasa, Mananasa
Tensoactivos	Aniónicos y no iónicos
Biodegradabilidad	Biodegradable
Espuma	Baja
Dilución recomendada	0.5% - 2% (5 - 20 mL por litro de agua)
Tiempo de contacto	5 - 10 minutos
Compatibilidad	Metales, plásticos, caucho, vidrio, endoscopios y otros materiales
Uso recomendado	Clinico, hospitalario y de esterilización
Almacenamiento	Conservar en lugar fresco y seco
Presentaciones	1 Litro, Galón (3.8 L), 5 Litros



5 ENZIMAS DE ALTO DESEMPEÑO

Fórmula multienzimática que actúa sinérgicamente para degradar proteínas, carbohidratos, lípidos, celulosa y almidón.



LIMPIEZA PROFUNDA

Remueve eficazmente materia orgánica y biopelículas, incluso en áreas de difícil acceso.



SEGURO PARA LOS MATERIALES

No corrosivo con los instrumentos cuando se usa según las instrucciones del fabricante.



FÓRMULA CONCENTRADA

Alto rendimiento y economía en el uso.



USO PROFESIONAL

Ideal para clínicas, hospitales, laboratorios y centros de esterilización.

ÁREAS DE USO



BENEFICIOS DESTACADOS

<p>REMOCIÓN EFICAZ</p> <p>Elimina todo tipo de suciedad orgánica de forma efectiva.</p>	<p>PROTEGE LOS INSTRUMENTOS</p> <p>Fórmula balanceada que cuida los materiales y prolonga su vida útil.</p>	<p>AHORRA TIEMPO</p> <p>Acción rápida y eficiente en cada aplicación.</p>	<p>BIODEGRADABLE</p> <p>Amigable con el medio ambiente.</p>	<p>ALTO RENDIMIENTO</p> <p>Concentrado que optimiza costos.</p>
--	--	--	--	--

CONTENIDO DEL PAQUETE



1 Bonzyme Xtra
Detergente Multienzimático
5 Enzimas
1 Litro



1 Bonzyme Xtra
Detergente Multienzimático
5 Enzimas
Galón (3.8 Litros)



1 Bonzyme Xtra
Detergente Multienzimático
5 Enzimas
5 Litros