

**¡APROVECHA LOS DESCUENTOS POR ESCALAS!**



## GLUTFAR PLUS HLD (DESINFECTANTE GLUTARALDEHÍDO 2% CON ACTIVADOR)

### DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL - HLD - (GLUTARALDEHÍDO AL 2%)

Desinfectante de alto nivel, contiene 2% de glutaraldehído y un agente inhibidor de la corrosión. Indicado para la desinfección de alto nivel de instrumental, elementos de reprocesamiento y equipos termosensibles por inmersión que requieren desinfección de alto nivel.

**5 acciones en 5 minutos, comprobadas científicamente. Tiene acciones bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida y esporicida.**

TAMAÑO: 500 ML

Litro 500 ML

LIMPIAR

\$ 22.000

- 1 +



#### DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL

Desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído al 2% con activador, ideal para la desinfección de equipos médicos y quirúrgicos.



#### ACCIÓN COMPROBADA

En solo 5 minutos, comprobada científicamente. Tiene acción bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida y esporicida.



#### RÁPIDO Y EFICIENTE

Tiempo de contacto de 5 minutos para una desinfección efectiva y segura de instrumentos.



#### FÓRMULA CON ACTIVADOR

Incluye activador que garantiza la estabilidad y eficacia del principio activo para mejores resultados.

### DESCRIPCIÓN

Glutar Plus HLD es un desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído al 2% con activador, diseñado para la desinfección de equipos médicos y quirúrgicos. Su fórmula avanzada asegura la eliminación eficaz de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, virus, micobacterias y esporas, en un tiempo de contacto de **5 minutos**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Desinfectante de alto nivel.
- ✓ Glutaraldehído al 2% con activador.
- ✓ Acción bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida y esporicida.
- ✓ Tiempo de contacto de **5 minutos**.
- ✓ Para uso en equipos médicos y quirúrgicos.
- ✓ Fórmula estable y eficaz.
- ✓ Uso profesional.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio activo	Glutaraldehído al 2%
Con activador	Sí
Nivel de desinfección	Alto nivel
Tiempo de contacto	5 minutos
Acción	Bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida y esporicida
Uso	Equipos médicos y quirúrgicos
Presentaciones disponibles	500 mL, 1.000 mL, 4.000 mL
Almacenamiento	En lugar fresco y seco
Uso recomendado	Clinico, hospitalario y laboratorios

### ÁREAS DE USO



### BENEFICIOS DESTACADOS

- ELIMINA AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS**  
Protección segura y confiable.
- ACCIÓN RÁPIDA EN 5 MINUTOS**  
Eficiencia en cada ciclo de desinfección.
- IDEAL PARA EQUIPOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS**  
Mantiene la integridad de los instrumentos.
- FÓRMULA ESTABLE**  
Mayor vida útil y desempeño óptimo.
- COMPATIBLE Y SEGURA**  
Incluye activador que optimiza su eficacia.

### CONTENIDO DEL PAQUETE



1 Glutar Plus HLD  
(Desinfectante  
500 mL)



1 Glutar Plus HLD  
(Desinfectante  
1.000 mL)



1 Glutar Plus HLD  
(Desinfectante  
4.000 mL)



1 Manual  
de uso