

BONZYME SPRAY (DETERGENTE Y PRE-DESINFECTANTE EN ESPUMA)

CÓDIGO: BZ-100



IDEAL PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE SEGURO DE TODO TIPO DE MATERIAL CONTAMINADO.

Detergente Multienzimático Pre-Lavado, Pre Desinfectante en espuma, listo para usar, que evita el secado y la adherencia de la bio-carga en la superficie de los instrumentos quirúrgicos.

Mantiene suficiente humedad para evitar el secado de sangre y material orgánico.



ESPUMA ACTIVA

Fórmula en espuma que permite una cobertura uniforme y mayor contacto con la superficie.



PREVIENE BIO-BURDEN

Evita la adherencia de la bio-carga, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.



LISTO PARA USAR

Fácil aplicación, no requiere dilución. Ahorra tiempo y optimiza los procesos de limpieza.



SEGURO Y COMPATIBLE

Compatible con todo tipo de materiales, no corrosivo y libre de aldehídos.

DESCRIPCIÓN

Bonzyme Spray es un detergente multienzimático pre-lavado y pre-desinfectante en espuma, diseñado para evitar el secado y la adherencia de la bio-carga en la superficie de los instrumentos quirúrgicos. Su fórmula avanzada mantiene la humedad necesaria para prevenir el secado de sangre y material orgánico, asegurando un transporte seguro y eficiente del material contaminado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Detergente multienzimático pre-lavado y pre-desinfectante.
- ✓ Fórmula en espuma para mayor cobertura.
- ✓ Evita el secado y la adherencia de la bio-carga.
- ✓ Mantiene la humedad en las superficies.
- ✓ Listo para usar, no requiere dilución.
- ✓ Compatible con todo tipo de materiales.
- ✓ No corrosivo.
- ✓ Libre de aldehídos.
- ✓ Uso seguro en instrumentos médicos y quirúrgicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Detergente multienzimático pre-lavado y pre-desinfectante en espuma
Forma de presentación	Espuma líquida
pH	Neutro
Uso	Pre-lavado y pre-desinfección de instrumentos quirúrgicos
Aplicación	Superficies de instrumentos
Compatibilidad	Plástico, vidrio, fibra de carbono, acero inoxidable, teflón, aluminio anodizado, pintura electrostática, hule y más.
Propiedades	Evita la adherencia de bio-carga. Mantiene la humedad y previene Bio-Burden Adhesión
Aldeídos	Libre de aldehídos
Presentación	1 Litro (1000 mL)
Uso recomendado	Clinico, hospitalario y laboratorios

ÁREAS DE USO



BENEFICIOS DESTACADOS

<p>EVITA EL SECADO DE LA BIO-CARGA</p> <p>Previene la adherencia en las superficies.</p>	<p>TRANSPORTE SEGURO</p> <p>Garantiza la seguridad del material contaminado.</p>	<p>MANTIENE LA HUMEDAD</p> <p>Evita el secado de sangre y material orgánico.</p>	<p>FORMULACIÓN AVANZADA</p> <p>Enzimática, efectiva y biodegradable.</p>
---	---	---	---

CONTENIDO DEL PAQUETE



1 Bonzyme Spray (Detergente y Pre-Desinfectante En Espuma)



1 Manual de uso