

TORRE DE ALTO FLUJO AIRVO™ 2

CÓDIGO: HF-200



TERAPIA DE ALTO FLUJO

Entrega flujos de aire y oxígeno de hasta **60 L/min** para soporte respiratorio eficaz.



HUMIDIFICACIÓN ACTIVA INTEGRADA

Proporciona gases calentados y humidificados para mayor comodidad del paciente.



FÁCIL CONFIGURACIÓN Y USO

Sistema intuitivo diseñado para una rápida puesta en marcha en entornos clínicos.

La Torre de Alto Flujo AIRVO™ 2 está diseñada para proporcionar terapia respiratoria humidificada de alto rendimiento. Integra generación de flujo, calentamiento y humidificación en un solo equipo, permitiendo suministrar oxígeno de manera cómoda y eficiente a pacientes que requieren soporte respiratorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Generador de flujo integrado.
- ✓ Humidificación y calentamiento activos.
- ✓ Flujos ajustables de 2 a 60 L/min.
- ✓ Mezcla de oxígeno incorporada.
- ✓ Pantalla intuitiva para configuración rápida.
- ✓ Compatible con cánulas nasales de alto flujo.
- ✓ Operación silenciosa y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Sistema de alto flujo
Modelo	AIRVO™ 2
Flujo de salida	2 a 60 L/min
Humidificación	Activa integrada
Calentamiento	Sí
Mezcla de oxígeno	Incorporada
Interfaz	Pantalla digital
Uso recomendado	Hospitalario y clínico
Aplicación	Terapia respiratoria

ÁREAS DE USO



CONTENIDO DEL PAQUETE



1 Torre
AIRVO™ 2



1 Cámara de
humidificación



1 Circuito
respiratorio



1 Fuente de
alimentación



1 Manual
de usuario