


# ATRIL DE PARED PEQUEÑO

IM - 604 A



“Fabricado en tubo redondo de 1 1/4” C.18 en acero inoxidable con base de soporte cuadrado

## Dimensiones

- Anchura: 10 cm
- Altura: 10 cm

## Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
  - Con tubo redondo 3/4 C.18 en acero inoxidable.
  - Terminado en acero inoxidable ref. 304.
- **Dimensiones**
  - Dimensiones: Altura 0.10 m – Ancho 0.10 m.
- **Características adicionales**
  - Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda de 3/4.
- **Marca**
  - Imedicol