

BOMBA DE INFUSIÓN BENEFUSION SP5



BeneFusion SP5 ha sido diseñado para facilitar una solución completa para uso clínico; con su precisión, características de seguridad y diseño intuitivo, BeneFusion SP5 es capaz de ser un socio potente para la infusión intravenosa.

Dimensiones

- Peso: 2.5 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla de 3,5"
- Jeringa: todo tipo de jeringas de 5 a 60 ml
- Peso menor a 2,5 kg
- Autonomía mayor a 10 horas a 5 ml/h
- Protección IP34 contra polvo y agua
- Apilables
- Sistema inteligente de oclusión DPS (Sistema dinámico de presión) y anti-bolo
- Biblioteca de 2000 fármacos personalizable

▪ Marca

- Mindray