

BOMBA DE INFUSIÓN BENEFUSION USP



La serie BeneFusion U está diseñada para ser compacta, liviana, duradera y lo suficientemente útil como para satisfacer diversos requisitos y entornos clínicos.

Dimensiones

- Peso: 1.7 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla táctil capacitiva de 3,5"
- Peso $\leq$ 1,7 kg
- Múltiples modos de administración en la infusión
- Apta para traslado hospitalario
- Batería de 6,5 horas
- IP44: aplicable a diferentes entornos clínicos
- Material resistente: admite hasta 49 desinfectantes
- Monitoreo central de la infusión y de las constantes vitales del paciente
- Acceso al sistema HIS/CEI/EMR mediante el protocolo HL7

▪ Opcionales

- Sistema TCI - todo tipo de jeringa

▪ Marca

- Mindray