

CAMILLA DE RECUPERACION PLUS

IM - 488 P



“Fabricada en acero cold rolled C18.

Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 65 cm
- Altura: 80 cm

Características técnicas

▪ Fabricación y estructura

- Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con 4 ejes antichoques en cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.
- Bandeja inferior en lámina cold rolled C. 22.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

▪ Tendido y tapizado

- Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

▪ Ruedas y desplazamiento

- 4 ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno para asegurar después del desplazamiento.

▪ Dimensiones

- Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura 0.80 m.

▪ Acabado

- Terminado en pintura electrostática en polvo **LOGO CM**

- **Características adicionales**

- Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler
- 2 barandas plegables en aluminio.
- Soporte para bala de oxígeno.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- "

- **Marca**

- Imedicol