

CAMILLA DE RECUPERACION PLUS

IM - 491



Fabricada en acero cold rolled C18.

Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 65 cm

Características técnicas

▪ Fabricación y estructura

- Tendido de dos planos en Platico ABS con cabecero de levante de sistema neumático ,
- 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.
- Atril de doble gancho de sostenimiento con altura graduable, en varilla redonda de 1/4 y tubo de 5/8 en acero inoxidable, con cuerpo en tubo redondo de 7/8 C.18, pintado.

▪ Tendido y tapizado

- Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

▪ Ruedas y desplazamiento

- 4 ruedas de 6" doble carril antibacterial, con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.
- Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

▪ Dimensiones

- Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se acciona por medio de manivela.

- Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.80 m.

- **Acabado**

- Terminado en pintura electrostática en polvo.

- **Características adicionales**

- Soporte para bala de oxígeno.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

- **Marca**

- Imedicol