

CAMILLA GINECOLÓGICA CON CUBETA

IM - 468



Fabricado en lámina de acero cold rolled.

Dimensiones

- Longitud: 180 cm
- Anchura: 50 cm
- Altura: 80 cm

Características técnicas

▪ Fabricación y estructura

- Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla y cubeta en acero inoxidable para asegurar la posición.
- Estructura base con cajón y alacena de puertas correizas.

▪ Tendido y tapizado

- Tendido dividido en 3 secciones, el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

▪ Dimensiones

- Útiles: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

▪ Acabado

- Terminado en pintura electrostática.

▪ Características adicionales

- 4 niveladores antideslizantes de 3/8".

▪ Marca

- Imedicol