

## CAMILLA GINECOLÓGICA FULL

IM - 469



Fabricado en lámina de acero cold rolled.

### Dimensiones

- Longitud: 180 cm
- Anchura: 50 cm
- Altura: 80 cm

### Características técnicas

#### ▪ Fabricación y estructura

- Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla y cubeta en acero inoxidable, piernas de aluminio y muñequeras. para asegurar la posición.
- Estructura base con cajón y alacena de puertas corredizas.

#### ▪ Tendido y tapizado

- Tendido dividido en 3 secciones, el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

#### ▪ Dimensiones

- Útiles: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.

#### ▪ Acabado

- Terminado en pintura electrostática.

#### ▪ Características adicionales

- 4 niveladores antideslizantes de 3/8".

#### ▪ Marca

LOGO CM

