

# CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER

IM - 619



“Fabricada en acero inoxidable ref. 304.

## Dimensiones

- Longitud: 198 cm
- Anchura: 73 cm
- Altura: 70 cm

## Características técnicas

### ▪ Fabricación y estructura

- Tendido fijo en lámina de acero inoxidable ref. 304, con cápsula con rieles de descenso vertical.
- Todas las uniones en bisagras reforzadas en acero inoxidable ref.304.
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.

### ▪ Ruedas y desplazamiento

- 4 ruedas de 5" plástica antibacterial, todas con freno para asegurar después del desplazamiento.

### ▪ Dimensiones

- Dimensiones externas: Largo 1.98 m - Ancho 0.73 m - Altura 0.70 m.

### ▪ Características adicionales

- Manijas para fácil traslado de la camilla.
- Manijas centrales para ayuda de accionamiento central con guaya, para subir y bajar las puertas en rieles.
- Posiciones: Horizontal.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- “

▪ **Marca**

- Imedicol