

CARRO DE PARO

IM - 501A



“Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Dimensiones

- Longitud: 80 cm
- Anchura: 50 cm
- Altura: 95 cm

Características técnicas

Fabricación y estructura

- Tapa superior en acero inoxidable.
- 4 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.

Ruedas y desplazamiento

- 4 ruedas de 4" antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones

- Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.95 m.

Acabado

- Terminado en pintura electrostática.

Características adicionales

- Manija en aluminio para facilitar transporte.
- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
- Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.

LOGO CM

- Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.
- Bandeja auxiliar.
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- "

▪ **Marca**

- Imedicol