

# CARRO PARA LAPAROSCOPIO

IM - 421A



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22 y tubo rectangular de 2X1 cold rolled C.16.

## Dimensiones

- Anchura: 65 cm
- Altura: 170 cm

## Características técnicas

- **Ruedas y desplazamiento**
  - Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
  - Dimensiones : Altura total del carro: 170 cm Altura hasta la bandeja superior: 129 cm Ancho total: 65 cm Fondo total: 58 cm
- **Características adicionales**
  - 1 Bandeja para teclado
  - 3 Bandejas para soporte
- **Marca**
  - Imedicol