

## CARRO PARA MONITOR

IM - 422 E



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20 y tubo rectangular con varilla central segun imagen cold rolled C.16. base en tubo cuadrado cold rolled Bandeja porta monotor con baranda al contorno . Canastilla para almacenamiento. 4 ruedas de 3" antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento. Dimensiones: Largo 0.40 m - Ancho 0.40 m - Altura 1.05 m. Terminado en pintura electrostática.

### Dimensiones

- Longitud: 40 cm
- Anchura: 40 cm
- Altura: 105 cm

### Características técnicas

- **Marca**
  - Imedicol