

DESFIBRILADOR BENEHEART

D 6 0



Con tecnología avanzada de pantalla táctil capacitiva de alta definición y un diseño de interfaz de usuario sencilla, el desfibrilador BeneHeart D60 ofrece una experiencia visual más clara y un funcionamiento más fluido, para una mayor eficiencia al alcance de su mano.

Dimensiones

- Peso: 4.2 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla LCD TFT de 9"
- Pantalla táctil de control por gestos
- Diseño compacto 4 en 1: Desfibrilación, Cardioversión, Marcapasos y DEA
- Peso de 4,2 kg con batería
- Encendido en 2 segundos
- Carga hasta 200J en 3 segundos y 360J en 7 segundos
- Recuperación del ECG en solo 2,5 segundos

▪ Opcionales

- SpO2, NIBP, CO2
- Sonda de phased array alta resolución
- Detector timpánico de temperatura

▪ Marca

- Mindray