

DESFIBRILADOR UMED 20



El uMED 20 es un sofisticado desfibrilador/monitor que proporciona una solución altamente eficiente para las diversas necesidades diarias de las instituciones médicas.

Dimensiones

- Peso: 5.3 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla LCD de 7"
- Diseño compacto 3 en 1: Desfibrilación, Cardioversión y DEA
- Peso de 5,3 kg con batería
- Encendido en 2 segundos
- Carga hasta 200J en 3 segundos y 360J en 7 segundos
- Recuperación del ECG en solo 2,5 segundos

▪ Marca

- Mindray