

ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES BENEHEART

R12



BeneHeart R12 es un electrocardiógrafo de 12 canales, que incorpora tecnologías de uso sencillo que proporcionan diagnósticos ECG rápidos y precisos y satisfacen diferentes necesidades clínicas en pacientes de todas las edades.

Dimensiones

- No especificadas

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla 8" TFT-LCD
- 12 derivaciones con dispositivo ECG en reposo
- Memoria interna de 800 ECGs
- Con función de impresora térmica (impreso en formato A4)
- Batería ion-litio de 3,5 horas de operación continua
- 400 ECG - grabaciones
- Sistema de análisis de Glasgow-12-canales

▪ Opcionales

- Pantalla táctil

▪ Marca

- Mindray