


# MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVISION

N17



Los monitores de pacientes BeneVision™ Serie N con la tecnología de pantalla de última generación ofrecen pantallas claras, multicolor y de gran formato para que los usuarios puedan capturar y revisar la información de un vistazo.

## Dimensiones

- Peso: 7.3 kg

## Características técnicas

### ▪ Características principales

- Pantalla táctil LCD TFT de 18,6"
- Peso: 7,3 kg
- 12 formas de onda
- Modular para monitoreo avanzado
- Tendencia de datos: 120 horas
- La pantalla se adapta automáticamente a la luz ambiente
- Monitoreo de ECG, SpO2, PANI, TEMP, respiración, 2 canales de presiones invasivas, Hemo, Sepsis, BOA y EWS

### ▪ Opciones de montaje

- Carro de transporte y brazo de soporte a pared

### ▪ Marca

- Mindray