

MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVISION

N19



El revolucionario BeneVision N19 está diseñado para optimizar la experiencia del usuario satisfaciendo todos sus requisitos clínicos. Con un diseño visionario y estimulante, una facilidad de uso contrastada, innovaciones de maximización de confianza e interoperabilidad de transformación de flujo de trabajo.

Dimensiones

- Peso: 10,3 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla TFT LCD de 19"
- Resolución de 1680 x 1050 píxeles
- Pantalla giratoria (horizontal y vertical)
- Peso: 10,3 kg
- Visualización de señales: hasta 16 ondas (vertical) / hasta 13 ondas (horizontal)
- Monitoreo de ECG, SpO2, 2 IBP, PNI, respiración, temperatura, análisis de arritmias y detección de fibrilación auricular (Afib)

▪ Opciones de montaje

- Carro de transporte y brazo de soporte a pared

▪ Marca

- Mindray