

MONITOR DE SIGNOS VITALES / EPM10M

EPM10



Los monitores de signos vitales serie ePM brindan una excelente experiencia visual, operación inteligente, mediciones fisiológicas precisas, fluidez de trabajo y opciones de conectividad integrales para entornos hospitalarios exigentes, como salas de emergencia, unidades de recuperación, unidades de cuidados críticos y general.

Dimensiones

- Peso: 3.2 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla capacitiva multitáctil de 10,1"
- Peso: 3,2 kg
- Uso previsto para adultos, pediátricos y neonatos
- Monitoreo ECG de 3/5/12 derivaciones con respiración, SpO2 con índice de perfusión, temperatura y PNI
- Algoritmo de ECG de múltiples derivaciones con análisis de ST y QT
- Parámetros MPM de Integrated Platinum™
- Herramientas clínicas

▪ Opcionales (ePM10M)

- IBP 2 canales, Capnografía (CO2) y Gasto cardíaco (CO)

▪ Marca

- Mindray