


MONITOR DE SIGNOS VITALES

EPM15



Los monitores de signos vitales serie ePM brindan una excelente experiencia visual, operación inteligente y mediciones fisiológicas precisas para entornos hospitalarios exigentes.

Dimensiones

- Peso: 4.9 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla multitáctil de 12,1"
- Peso: 4,9 kg
- Uso previsto para adultos, pediátricos y neonatos
- Monitoreo ECG de 3/5/12 derivaciones con respiración, SpO2 con índice de perfusión, temperatura y PNI
- Algoritmo de ECG de múltiples derivaciones con análisis de ST y QT
- Algoritmo SpO2 antiperfusión bajo
- Algoritmo PNI rápido, preciso y tolerante al movimiento

▪ Marca

- Mindray