

MONITOR DE SIGNOS VITALES UMEC 12



Los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales.

Dimensiones

- No especificadas

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla LCD de 12" con módulos
 - Monitoreo de ECG, SpO2, NIBP, temperatura, respiración con opción de 2IBP/CO o 2IBP/CO/CO2
 - Análisis de arritmias, segmento ST y segmento QT/QTc
 - Memoria de hasta 1200 horas
 - Transferencia de datos por USB
 - Batería de ion-litio de hasta 4 horas de duración
- **Opcionales**
 - 2 líneas invasivas, Gasto cardiaco, Capnografía Mainstream - Sidestream
- **Marca**
 - Mindray