

MONITOR DE SIGNOS VITALES

VS-900



Monitor portátil de signos vitales apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Los parámetros que se pueden monitorizar son: SpO2, NIBP y TEMP.

Dimensiones

- Peso: 2.5 kg

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla LCD de 8,4"
- Peso: 2,5 kg
- Admite mediciones PNI rápidas, precisas y confortables
- El PI (índice de perfusión) da a los profesionales una indicación de la confiabilidad de la medición de SpO2
- La batería superior de iones de litio ofrece más de 22 horas de monitoreo continuo
- Se puede conectar al sistema EMR (registros médicos electrónicos) mediante la potente eGateway de Mindray

▪ Marca

- Mindray