

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL

PM - 60



El oxímetro de pulso PM-60 es un dispositivo pequeño y ligero capaz de realizar un muestreo y una monitorización continua de SpO2 y la frecuencia del pulso.

Dimensiones

- No especificadas

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla LCD en color de 2,4"
- Realiza mediciones de SpO2 y de frecuencia del pulso tanto en el modo de muestreo como en el modo continuo
- Es un dispositivo extraordinariamente ligero, muy fácil de usar mientras se desplaza
- En el modo continuo, la memoria admite el almacenamiento de 96 horas de datos de tendencias de un único paciente
- En el modo de muestreo, la memoria admite el almacenamiento de 4.000 conjuntos de datos de un máximo de 99 ID de paciente
- Se puede utilizar con baterías de ion-litio y pilas alcalinas AA

▪ Marca

- Mindray