

## SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL BENEVISION



El sistema de monitoreo central BeneVision de Mindray es una solución potente y escalable que brinda vigilancia continua en tiempo real en redes grandes y pequeñas.

### Dimensiones

- No especificadas

### Características técnicas

#### ▪ Características principales

- Pantalla TFT LCD de 24"
- Pantalla táctil PCT de 21"
- Hasta 12 formas de ondas para un paciente
- Admite hasta 64 camas monitorizadas por estación
- Software de acceso remoto Android y Windows
- Red de 3 capas soportada
- Hasta 1200 camas para toda la red
- Admite todos los monitores de pacientes Mindray incluido BeneVision N Series y TM80 Telemetry
- Conectividad a eGateway para la exportación centralizada de HL7 IHE PCD v2

#### ▪ Marca

- Mindray