

ResMed ApneaLink — Air



El **ResMed ApneaLink™ Air** es un dispositivo portátil de diagnóstico para estudios de sueño domiciliarios (Home Sleep Test - HST), diseñado para detectar trastornos respiratorios del sueño, como la apnea obstructiva del sueño (AOS). Permite realizar pruebas de manera sencilla en el hogar del paciente, registrando múltiples parámetros fisiológicos para generar informes clínicos precisos que facilitan el diagnóstico por parte del especialista.

Características

- Dispositivo portátil para estudios de sueño domiciliarios.
- Operación mediante un solo botón de inicio y detención.
- Compatible con sensor de esfuerzo respiratorio EasySense™.
- Compatible con oximetría para medición de saturación de oxígeno.
- Indicadores luminosos del estado de la prueba y de los sensores.
- Almacenamiento interno de hasta 48 horas de registro.
- Descarga de datos mediante conexión USB a PC.
- Generación automática de informes diagnósticos.
- Permite diferenciar eventos de apnea obstructiva y apnea central.
- Detecta probabilidad de respiración de Cheyne-Stokes.
- Diseño compacto, ligero y fácil de transportar.



Contenido del equipo



El **ResMed ApneaLink™ Air** ha sido desarrollado para simplificar el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño mediante estudios domiciliarios confiables y de alta calidad. Su diseño intuitivo facilita la colocación por parte del paciente, mientras que su capacidad para registrar múltiples parámetros respiratorios permite obtener información precisa para apoyar el diagnóstico clínico.

Parametros monitoreados por el **ResMed ApneaLink™ Air**:

Flujo respiratorio - Esfuerzo respiratorio - Ronquido - Saturación de oxígeno (SpO₂) - Frecuencia del pulso - Voltaje de la batería.

Especificaciones técnicas

Tipo de equipo	Dispositivo portátil para estudios de sueño domiciliarios (HST)
Tiempo máximo de registro	48 horas
Parámetros registrados	Flujo respiratorio, esfuerzo respiratorio, ronquido, saturación de oxígeno (SpO ₂), pulso y voltaje de batería
Sensor de esfuerzo respiratorio	EasySense™
Compatibilidad con oximetría	Sí
Memoria interna	Hasta 48 horas de grabación
Alimentación	2 baterías alcalinas AAA
Descarga de datos	USB a PC
Indicadores luminosos	Prueba completada, flujo respiratorio, conexión del sensor de esfuerzo y conexión del oxímetro
Dimensiones del registrador	62 × 102 × 30 mm
Peso del registrador	66 g
Dimensiones del oxímetro	53 × 20 × 15 mm
Clase del dispositivo	Clase IIa