

SILLA DE TRANSFERENCIA

Hidráulica



La silla de transferencia facilita el traslado seguro de personas con movilidad reducida entre cama, silla, sanitario o sofá. Su diseño ergonómico brinda mayor comodidad al usuario y reduce el esfuerzo del cuidador.

Características

- Sistema de elevación hidráulica mediante pedal.
- Altura del asiento ajustable.
- Respaldo acolchado de alta comodidad.
- Asiento ergonómico con apertura central para facilitar la higiene.
- Estructura fabricada en acero de alta resistencia.
- Recubrimiento con pintura electrostática anticorrosiva.
- Bandeja frontal multipropósito desmontable.
- Apoyabrazos ergonómicos.
- Cuatro ruedas giratorias de alta resistencia.
- Frenos de seguridad en las ruedas.
- Diseño compacto para facilitar el acceso a espacios reducidos.
- Fácil limpieza y mantenimiento.


Especificaciones



Respaldo
47 Cm



Ancho base
55 Cm



Largo base
55 Cm



Altura total
94 a 110 Cm



Altura ajustable
55 a 70 Cm




Diametro rueda
10 Cm

Beneficios

- Facilita las transferencias entre diferentes superficies.
- Reduce el riesgo de caídas durante el traslado.
- Disminuye el esfuerzo físico del cuidador.
- Mejora la comodidad y estabilidad del usuario.
- Favorece una atención más segura en el hogar, hospitales y centros de cuidado.
- Permite realizar actividades de higiene con mayor facilidad gracias a la apertura sanitaria del asiento.

Hogar - Hospitales - Clínicas - Centros de rehabilitación - Geriátricos

Aplicaciones



Seguridad, dignidad y bienestar diario.