

ri-magic® HPLED

LUZ DE EXPLORACIÓN LED DE ALTO RENDIMIENTO PARA DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS

- LED, 5700 Kelvin, CRI 93, 4,6 W - significativamente menos calentamiento y pérdida de energía
- Dispositivo de enfoque en la parte delantera del cabezal de la luz
- Brazo flexible (longitud del cuello de cisne 1,10 m)*
- Maneta reostática para regulación continua de la intensidad luminosa
- Cable de alimentación de gran alcance para 230 V / 120 V
- Disponible con una selección de enchufes que se adaptan a las tomas de corriente de su país, previa solicitud.
- Disponible en diseño móvil, de pared y de mesa de examen o escritorio
- * La longitud del cuello de cisne se calculó excluyendo cualquier carcasa que contuviera componentes electrónicos.

Escritorio

para camilla y mesa
de reconocimiento
incl. pinza universal

230 V / 120 V

Nº 6230



Diseño mural

230 V / 120 V

Nº 6240



Diseño móvil,

grupo electrógeno
fijado al soporte móvil

230 V / 120 V

Nº 6252



- Altura total 1,96 m (6,43 pies), longitud del cuello de cisne 1,10 m (aprox. 3,6 pies), altura de la base móvil 0,71 m (2,3 pies), longitud del foco 0,15 m (0,5 pies)
- Robusta base móvil de poliamida reforzada con fibra de vidrio (GF30) de color negro, mástil de acero pintado y ruedas de 54 cm de diámetro
- Fácil de mover gracias a las ruedas de baja fricción (antiestáticas, dos ruedas bloqueables)
- Fuente de alimentación fijada al poste (nº 6252) OTROS



LUZ LED DE ALTO RENDIMIENTO

5700 Kelvin y CRI 93
para una iluminación
clara y precisa.



INTENSIDAD REGULABLE

Maneta reostática para
ajustar la luz según
sus necesidades.



BRAZO FLEXIBLE DE 1,10 m

Máxima libertad de
movimiento y
posicionamiento.



ALIMENTACIÓN UNIVERSAL

Cable de gran alcance
230 V / 120 V y enchufes
según su país.



MÚLTIPLES OPCIONES

Diseños de escritorio,
mural y móvil para
cada entorno.



SOLUCIONES QUE CUIDAN Y TRANSFORMAN

Equipos y tecnología para el sector salud.



CALIDAD Y
CONFIANZA



ASESORÍA
ESPECIALIZADA



SERVICIO TÉCNICO
Y GARANTÍA



www.coimpormedica.com

