



NEW ASPIRET | NEW ASKIR 15

NEW ASPIRET | NEW ASKIR 15 es un unidad de aspiración de alto flujo para uso **quirúrgico, médico, hogar y veterinario**. Equipado con un frasco autoclavable y válvula de seguridad integrada, garantiza **altos estándares de higiene y seguridad**. Diseñado para ofrecer un rendimiento confiable, cumpliendo con la normativa **EN ISO 10079-1: 2016-11** para su aplicación domiciliaria.



ALTO RENDIMIENTO
Potencia de succión
confiable y constante.



**FRASCO
AUTOCLAVABLE**
Mayor higiene
y seguridad.



**VÁLVULA DE
SEGURIDAD**
Protección integrada
para un uso seguro.



USO VERSÁTIL
Ideal para uso
quirúrgico, médico,
hogar y veterinario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Flujo de aire libre: 40 L/min
- Vacío máximo: -80 kPa (-0,80 bar)
- Nivel de ruido: 60,5 dB(A)
- Alimentación: 230 V~ / 50-60 Hz
- Potencia: 230 VA
- Capacidad del frasco: 1000 mL
- Dimensiones (L x A x H):
350 x 210 x 180 mm
- Peso: 3,6 kg



USO PROFESIONAL

Diseñado para entornos
clínicos y hospitalarios.



FÁCIL DE USAR

Controles intuitivos para
un manejo sencillo.



FÁCIL LIMPIEZA

Materiales de alta calidad
y de fácil mantenimiento.



SEGURIDAD GARANTIZADA

Cumple con los más altos
estándares de calidad.



MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES

Múltiples opciones
para tu comodidad.



ENVIOS

Realizamos envíos
a nivel nacional.



PAGOS SEGUROS

Transacciones 100%
seguras.



DEVOLUCIONES

Proceso fácil y
sin complicaciones.



SOLUCIONES QUE CUIDAN Y TRANSFORMAN

Equipos y tecnología para el sector salud.



www.coimpormedica.com

