

BeneHeart R3

Electrocardiógrafo

Su especialista de confianza
para el diagnóstico de
ECG en reposo.



RENDIMIENTO DE ECG

- 12 canales sincronizados
- Adquisición simultánea de 12 derivaciones
- Filtro de CA/EMG y línea de base
- Detección de marcapasos



NORMAS

- Seguridad: IEC 60601-1
- EMC: IEC 60601-1-2 Ed. 4.0
- Rendimiento del ECG: IEC 60601-2-25
- Clasificación: Clase II, Tipo CF



SOFTWARE

- Métodos de interpretación: CSE, QRS, autoanálisis
- Informe de ECG en formato PDF / DICOM (opcional)
- Conectividad: USB, LAN, Wi-Fi (opcional)



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Pantalla a color de alta resolución de 5 pulgadas
- Diseño compacto, ligero y portátil
- Batería de larga duración: hasta 4 horas
- Memoria interna y tarjeta SD (opcional)



ALTO
RENDIMIENTO



FÁCIL
DE USAR



BATERÍA DE
LARGA DURACIÓN



ALMACENAMIENTO
AMPLIO

ACCESORIOS INCLUIDOS



Pinzas de
extremidades



Electrodos
precordiales



Cables de
paciente



Conectores y
adaptadores



**SOLUCIONES QUE
CUIDAN Y TRANSFORMAN**

Equipos y tecnología para el sector salud.



CALIDAD Y
CONFIANZA



ASESORÍA
ESPECIALIZADA



SERVICIO TÉCNICO
Y GARANTÍA



www.coimpormedica.com

