

BAÑERA MASTER EN ACERO INOXIDABLE

— VM-009 —

Bañera veterinaria fabricada en acero inoxidable Ref. 304, diseñada para facilitar el baño, aseo y manejo de animales. Cuenta con poceta de 25 cm de profundidad, puerta corrediza, rampa antideslizante y canastilla inferior para residuos, ofreciendo una superficie resistente, higiénica y de fácil limpieza.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304 calibre 20.
- Poceta de 25 cm de profundidad.
- Desagüe para evacuación de agua.
- Puerta corrediza para facilitar el ingreso del animal.
- Rampa antideslizante y escualizable para facilitar el acceso.
- Canastilla inferior para residuos.
- Patas con tapones plásticos.
- Superficie resistente y fácil de limpiar.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Bañera veterinaria
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Calibre: C.20
- Profundidad de poceta: 25 cm
- Desagüe: Sí
- Puerta: Corrediza
- Rampa: Antideslizante y escualizable
- Canastilla para residuos: Sí
- Largo: 1,30 m
- Ancho: 60 cm
- Altura: 80 cm
- Patas: Con tapones plásticos
- Acabado: Acero inoxidable Ref. 304



Ideal para:

Clínicas y consultorios veterinarios.
Peluquerías caninas y grooming.