

BAÑERA MASTER EN ACERO INOXIDABLE

— VM-010 —

Bañera veterinaria fabricada en acero inoxidable Ref. 304, diseñada para ofrecer estabilidad, resistencia y facilidad de limpieza durante el baño y manejo de animales. Cuenta con sifón de desagüe y dos armellas para sujetar al animal de manera segura durante el procedimiento.

Características

- Fabricada en acero inoxidable Ref. 304.
- Estructura rígida y estable.
- Diseño práctico y funcional.
- Sifón de desagüe para facilitar la evacuación del agua.
- 2 armellas de sujeción para el manejo del animal durante el baño.
- Fácil de instalar.
- Superficie resistente y fácil de limpiar.
- Acabado completamente en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET
- Tipo: Bañera veterinaria
- Material: Acero inoxidable Ref. 304
- Sifón de desagüe: Sí
- Armellas de sujeción: 2
- Largo: 1,30 m
- Ancho: 55 cm
- Alto: 1,47 m
- Acabado: Acero inoxidable



Ideal para:

Clínicas y consultorios veterinarios.
Peluquerías caninas y grooming.