

BOMBA DE INFUSIÓN

SYS - 6010

Bomba de infusión volumétrica de 1 canal diseñada para administrar soluciones y medicamentos de manera controlada y precisa. Cuenta con bomba peristáltica, pantalla táctil, batería recargable y sistemas de seguridad para el control de la infusión.

Características

- 1 canal de infusión.
- Bomba peristáltica.
- Múltiples programas de infusión.
- Pantalla táctil.
- Batería interna recargable de litio.
- Protección contra flujo libre.
- Mecanismo de puerta motorizada.
- Compatible con múltiples sets de infusión.
- Modos de tasa, tiempo, peso, peso estándar, goteo y secuencia.

Especificaciones

- Canales: 1
- Tipo de bomba: Peristáltica
- Precisión: $\pm 5\%$
- Rango de flujo: 0,1 – 1200 ml/h
- Rango de gotas: 0 – 400 gotas/min
- Flujo con set de 60 d/ml: 0,1 – 400 ml/h
- Gotas con set de 60 d/ml: 1 – 400 gotas/-min
- Incrementos: 0,1 ml/h o 1 gota/min
- Alimentación: 110-240 VAC / DC 12 V
- Batería: Recargable interna
- Autonomía: Hasta 5 horas de trabajo continuo
- Dimensiones: 100 × 230 × 190 mm
- Peso: 1,2 kg con batería



Unidades de hospitalización - Unidades de cuidados intensivos
Áreas de cirugía y procedimientos.