

CAMA PSIQUIÁTRICA

BASIC/M-044-P

Cama hospitalaria de estructura resistente en acero Cold Rolled, con tendido dividido en dos secciones y ajuste manual en posiciones horizontal, semifowler y fowler. Incorpora soportes para estabilidad del colchón y puntos de sujeción para correas, ofreciendo una solución robusta para entornos de atención psiquiátrica.

Características

- Estructura fabricada en acero Cold Rolled.
- Tendido troquelado dividido en 2 secciones.
- Ajuste manual de posiciones.
- Posiciones horizontal, semifowler y fowler.
- 4 soportes en arco para mayor estabilidad del colchón.
- 6 soportes para correas de sujeción del paciente.
- 4 flanches para fijación al piso.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.
- Opción de agregar barandas y ruedas.

Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Cama psiquiátrica básica
- Material: Acero Cold Rolled
- Estructura principal: Tubo 2 × 1" C.16
- Cabecero y piecero: Lámina C.18
- Soporte cabecero/piecero: Tubo redondo 1½" C.18
- Tendido: Lámina C.22
- Esqueleto del tendido: Tubo cuadrado 1" C.18
- Dimensiones internas: 1,93 × 0,90 m
- Altura: 0,50 m
- Capacidad de carga: 180-220 kg
- Secciones: 2
- Accionamiento: Manual
- Acabado: Pintura electrostática en polvo
- Soportes para colchón: 4
- Soportes para correas: 6
- Flanches de fijación: 4
- Accesorios opcionales: Barandas y ruedas



Ideal para:

Clínicas y hospitales con servicios de psiquiatría.
Instituciones de salud mental