


CAMA PSIQUIÁTRICA

Basic M-046-P



Cama hospitalaria de alta resistencia fabricada en acero Cold Rolled, con tendido troquelado de tres secciones y ajuste manual mediante manivela. Está diseñada para brindar estabilidad y seguridad, incorporando soportes para colchón, puntos de sujeción para correas y fijación al piso.

Características

- Estructura fabricada en acero Cold Rolled.
- Tendido troquelado dividido en 3 secciones.
- Ajuste manual mediante manivela.
- Posiciones horizontal, semifowler y fowler.
- 4 soportes en arco para brindar estabilidad al colchón.
- 6 soportes para correas de sujeción del paciente.
- 4 flanches para fijación al piso.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.
- Opción de incorporar barandas y ruedas.

Especificaciones

- Material: Acero Cold Rolled
- Estructura: Tubo 2 × 1" C.16
- Cabecero y piecero: Lámina C.18
- Soporte cabecero/piecero: Tubo redondo 1½" C.18
- Tendido: Lámina C.22
- Esqueleto del tendido: Tubo cuadrado 1" C.18
- Secciones: 3
- Dimensiones internas: 1,93 × 0,90 m
- Altura: 0,50 m
- Capacidad de carga: 180-220 kg
- Accionamiento: Manual por manivela
- Posiciones: Horizontal, semifowler y fowler
- Soportes para colchón: 4
- Soportes para correas: 6
- Flanches de fijación: 4
- Acabado: Pintura electrostática en polvo
- Accesorios opcionales: Barandas y ruedas

Ideal para:

- Instituciones de salud mental
- Clínicas y hospitales con servicios de psiquiatría.