

# CAMA PSIQUIÁTRICA

## M-043-P



Cama hospitalaria diseñada para brindar resistencia, estabilidad y seguridad durante la atención del paciente. Está fabricada en acero Cold Rolled, cuenta con tendido troquelado de una sección, soportes para colchón y puntos de sujeción para correas. Su estructura está terminada en pintura electrostática y admite accesorios como barandas y ruedas.

### Características

- Estructura fabricada en acero Cold Rolled.
- Tendido troquelado de una sección.
- Cabecero y piecero en lámina de acero.
- 4 soportes en arco para brindar estabilidad al colchón.
- 6 soportes para correas de sujeción del paciente.
- 4 flanches para fijación al piso.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.
- Opción de incorporar barandas y ruedas.

### Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Cama psiquiátrica hospitalaria
- Material estructura: Acero Cold Rolled
- Tubo principal: 2 x 1" C.16
- Cabecero y piecero: Lámina C.18
- Tendido: Lámina C.22
- Dimensiones internas: 1,93 m x 0,90 m
- Altura: 0,50 m
- Capacidad de carga: 180-220 kg
- Soportes para colchón: 4
- Soportes para correas: 6
- Flanches de fijación: 4
- Acabado: Pintura electrostática en polvo
- Accesorios opcionales: Barandas y ruedas

### Ideal para:

Instituciones de salud mental - Clínicas y hospitales con servicios de psiquiatría.