

CAMILLA ELÉCTRICA GINECOLÓGICA

Urología M-072-URO

Camilla eléctrica para procedimientos ginecológicos y urológicos, fabricada en acero Cold Rolled y equipada con un motor eléctrico de hasta 6.000 N. Cuenta con tendido de dos secciones, posiciones ajustables mediante control eléctrico, sistema de desagüe, soportes para piernas y brazos, barandas abatibles y accesorios para facilitar la atención del paciente.



Características

- Estructura en acero Cold Rolled calibre 18.
- Tendido dividido en 2 secciones.
- Bandeja auxiliar en lámina Cold Rolled C.22.
- Sistema eléctrico con 1 motor de 6.000 N.
- Control de mando eléctrico.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler y sentado.
- 2 barandas abatibles en ABS con descenso neumático.
- Sistema de desagüe con cubeta recolectora.
- Soporte para bala de oxígeno.
- 2 ganchos para bolsas de drenaje.
- Colchoneta de espuma de alta densidad de 8 cm, forrada en cordobán lavable.
- Perneras fundidas en aluminio con soporte cromado.
- Muñequeras con mango en caucho.
- Atril de doble gancho en acero inoxidable.

Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Camilla eléctrica ginecológica y urológica
- Material estructura: Acero Cold Rolled C.18
- Tendido: 2 secciones
- Motor: 1 motor eléctrico
- Empuje máximo: 6.000 N
- Accionamiento: Control de mando eléctrico
- Largo: 1,20 m
- Ancho: 0,60 m
- Altura: 0,80 m
- Capacidad de carga: 180-220 kg
- Ruedas: 4 de 5" con freno
- Colchoneta: Espuma alta densidad de 8 cm
- Barandas: 2 abatibles en ABS
- Desagüe: Sí, con cubeta recolectora
- Soporte para oxígeno: Sí
- Ganchos para drenaje: 2
- Acabado: Pintura electrostática en polvo

Ideal para:

Consultorios ginecológicos - Clínicas y centros médicos - Procedimientos urológicos.