

CAMILLA ELECTRICA

TOP M-067-TOP

Camilla hospitalaria eléctrica de alta resistencia, fabricada en acero Cold Rolled C18, con tendido de cuatro secciones y accionamiento eléctrico para ajustar diferentes posiciones. Incorpora barandas abatibles, ruedas con bloqueo centralizado, quinta rueda direccional y soporte para bala de oxígeno.

Características

- Estructura fabricada en acero Cold Rolled C18.
- Tendido dividido en 4 secciones.
- Colchoneta de espuma de alta densidad de 8 cm.
- Forro en cordobán lavable.
- 3 correas ajustables.
- Accionamiento mediante control eléctrico.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, cambio de altura, Trendelemburg y Trendelemburg inverso.
- Motor eléctrico con empuje máximo de 6.000 N.
- Motor silencioso y libre de mantenimiento.
- Módulo eléctrico protegido contra fluidos y derrames.
- 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.
- Soporte para bala de oxígeno.
- Atril de doble gancho en acero inoxidable.
- 4 ruedas de 6" con bloqueo centralizado.
- Quinta rueda direccional accionada por pedal.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.

Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Camilla hospitalaria eléctrica
- Material: Acero Cold Rolled C18
- Secciones: 4
- Colchoneta: Espuma de alta densidad, 8 cm
- Motor: Eléctrico
- Empuje máximo: 6.000 N
- Largo: 1,90 m
- Ancho: 0,65 m
- Altura mínima: 0,65 m
- Altura máxima: 0,85 m
- Capacidad de carga: 180-220 kg
- Ruedas: 4 de 6"
- Bloqueo de ruedas: Centralizado
- Dirección: Quinta rueda
- Barandas: 2 abatibles en ABS
- Soporte para oxígeno: Sí
- Acabado: Pintura electrostática en polvo



Ideal para:

Hospitales y clínicas