

CAMILLA HIDRÁULICA

Eco Pro M-068-EPRO

Camilla hospitalaria fabricada en acero Cold Rolled, con sistema hidráulico accionado por pedales y ajuste neumático del cabecero. Cuenta con tendido de 2 secciones, barandas abatibles, soporte para oxígeno, quinta rueda direccional y sistema de bloqueo centralizado.

Características

- Estructura en acero Cold Rolled calibre 18.
- Tendido dividido en 2 secciones.
- Colchoneta de espuma de alta densidad de 8 cm, forrada en cordobán lavable.
- 3 correas ajustables.
- Sistema hidráulico accionado mediante pedales.
- Ajuste neumático del cabecero.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión de rodillas, cambio de altura, Trendelemburg y Trendelemburg inverso.
- 2 barandas abatibles en plástico ABS.
- Base en ABS con soporte para bala de oxígeno.
- 2 ganchos para bolsa de drenaje.
- Atril de doble gancho en acero inoxidable.
- 4 ruedas de 8" con bloqueo centralizado.
- Quinta rueda direccional accionada por pedal.
- Acabado en pintura electrostática en polvo.

Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Camilla hospitalaria hidráulica
- Material: Acero Cold Rolled calibre 18
- Secciones: 2
- Colchoneta: Espuma de alta densidad, 8 cm
- Forro: Cordobán lavable
- Largo: 1,90 m
- Ancho: 0,70 m
- Altura mínima: 0,50 m
- Altura máxima: 0,75 m
- TRL: 12°
- Ruedas: 4 de 8"
- Bloqueo: Centralizado mediante pedal
- Sistema de dirección: Quinta rueda
- Capacidad de carga: 180-220 kg
- Accionamiento: Sistema hidráulico por pedales
- Barandas: 2 abatibles en ABS
- Soporte para oxígeno: Sí
- Acabado: Pintura electrostática en polvo

Ideal para:

Hospitales y clínicas

