


CAMILLA TIPO DIVÁN PLUS RECLINABLE PARA EXAMEN

M-107-PLUS



Camilla de examen fabricada en acero Cold Rolled, con tapizado en cordobán lavable y espuma de 5 cm de alta resistencia. Cuenta con tendido de 2 secciones, cabecero de accionamiento manual y espacio de almacenamiento mediante cajón y alacena.

Características

- Estructura en tubo redondo de 1¼" Cold Rolled C.18.
- Ángulo de 1¼" x 1/8" Cold Rolled.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18.
- Tapizado en cordobán lavable.
- Espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Tendido dividido en 2 secciones.
- Cabecero de accionamiento manual.
- Cajón y alacena para almacenamiento.
- 4 tapones plásticos de 1¼".
- Acabado en pintura electrostática.
- Accesorios opcionales: porta rollo y barandas.

Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Camilla tipo diván reclinable para examen
- Material: Acero Cold Rolled
- Tendido: 2 secciones
- Accionamiento cabecero: Manual
- Tapizado: Cordobán lavable
- Espuma: 5 cm
- Largo: 1,80 m
- Ancho: 0,55 m
- Altura: 0,80 m
- Capacidad de carga: 120-150 kg
- Almacenamiento: Cajón y alacena
- Accesorios opcionales: Porta rollo y barandas
- Acabado: Pintura electrostática

Ideal para:

Consultorios médicos - Clínicas y centros de salud.