

CAMILLA TIPO DIVÁN PARA FISIOTERAPIA

M-109-F



Camilla de examen MAFET® fabricada en acero Cold Rolled con estructura reforzada. Cuenta con tapizado en cordobán lavable, espuma de 5 cm y refuerzo en tablex de alta resistencia, ofreciendo una superficie cómoda y resistente para procedimientos de fisioterapia y valoración. Su estructura soporta entre 200 y 250 kg y cuenta con acabado en pintura electrostática.

Características

- Estructura en tubo rectangular de 2 x 1" calibre 16 en acero Cold Rolled.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" calibre 18.
- Tapizado en cordobán lavable.
- Espuma de 5 cm.
- Refuerzo en tablex de alta resistencia.
- 4 tapones plásticos externos de 1¼".
- Acabado en pintura electrostática.
- Diseño robusto para uso en fisioterapia.

Especificaciones

- Marca: MAFET®
- Tipo: Camilla tipo diván para fisioterapia
- Material: Acero Cold Rolled
- Estructura principal: Tubo rectangular 2 x 1" C.16
- Refuerzo: Tubo redondo 7/8" C.18
- Tapizado: Cordobán lavable
- Espuma: 5 cm
- Refuerzo de superficie: Tablex de alta resistencia
- Largo: 2,00 m
- Ancho: 0,70 m
- Altura: 0,50 m
- Capacidad de carga: 200-250 kg
- Tapones: 4 plásticos de 1¼"
- Acabado: Pintura electrostática

Ideal para:

Valoración y atención de pacientes - Centros de rehabilitación física.